

Wat zeggen gebruikers over RI Witness?



“Sinds ik met RI Witness ben gaan werken in mijn laboratorium, slapen embryologen én patiënten beter.”

Jean-Claude Jacquet, Oriade PMA Grenoble, Frankrijk

“Dankzij RI Witness kan ons laboratorumpersoneel procedures met het volste vertrouwen en zonder voortdurende onderbrekingen uitvoeren, wat zorgt voor gemoedsrust bij de teamleden.”

Carli W Chapman, The Reproductive Medicine Institute
Oak Brook, VS

Waarom RI Witness ?

Embryologen staan bekend om hun toewijding en precisie. Ze zijn trots op de zorg en aandacht die ze elke patiënt geven in hun kliniek.

Sinds een kliniek begon met RI Witness in 2007, werken we nauw samen met leiders op dit gebied om het ondersteunings- en veiligstellingssysteem dat embryologen helpt en begeleidt door de hele IVF-cyclus, continu te verbeteren.

Het zorgt ervoor dat elke stap van de vruchtbaarheidscyclus binnen het laboratorium met de juiste zorg en veiligheid is omgeven, waardoor de veiligheid van uw monsters gewaarborgd blijft.

RI Witness is in toenemende mate de gouden standaard voor veiligheid in klinieken op elk continent over de hele wereld.



Ga voor meer informatie waaronder video's, ervaringen van klanten en locaties van klinieken naar:

fertility.coopersurgical.com

CooperSurgical Inc.
fertility.coopersurgical.com

CooperSurgical[®]
Fertility and Genomic Solutions

RI Witness[™]

We zorgen voor uw eicellen, zaadcellen & embryo's gedurende de hele IVF-cyclus



CooperSurgical[®]
Fertility and Genomic Solutions



Wij begrijpen als geen ander dat u er zeker van wilt zijn dat alles goed is als u de stap zet die uw leven zal veranderen.

Wat is RI Witness?

RI Witness is ontwikkeld om fouten die kunnen optreden tijdens behandelingscycli met medisch geassisteerde voortplantingstechnieken zoveel mogelijk te beperken. Dit elektronische volgsysteem ondersteunt en begeleidt embryologen bij hun dagelijkse werk door de bewegingen die monsters maken van de ene schaal of buis naar de andere binnen het laboratorium vierentwintig uur per dag te volgen.

Het systeem is automatisch, dus embryologen hoeven monsters niet steeds weer te identificeren. De embryoloog kan de aandacht volledig richten op de zorg voor uw monsters.

Wat betekent dit voor u?

Door een kliniek te kiezen waar RI Witness wordt gebruikt, kunt u er zeker van zijn dat uw monsters zo veilig mogelijk worden behandeld en gevolgd. De kliniek is zelfs verder gegaan dan de nationale wettelijke vereisten door te investeren in een systeem dat uw monsters op de best mogelijke manier veiligstelt.

In een kliniek met RI Witness bent u het middelpunt en is het nemen van (extra) voorzorgsmaatregelen allesbepalend.





Hoe werkt het?



1
Elke patiënt krijgt een ID-kaart toebedeeld met een unieke persoonlijke code

ID-labels met deze unieke persoonlijke code worden bevestigd aan alle plastic onderdelen die in aanraking komen met monsters van de patiënt




4
RI Witness bevestigt de identiteit van de monsters en geeft goedkeuring aan de embryologen om over te gaan tot inseminatie



3
Elke werkplek in het lab detecteert draadloze signalen van deze ID-labels. Ze worden geïdentificeerd, gevolgd en geregistreerd bij elke stap in het proces met medisch geassisteerde voortplantingstechnieken



5
In het onwaarschijnlijke geval dat de monsters niet overeenkomen, waarschuwt het systeem de embryoloog, stopt de procedure en helpt eventuele fouten te voorkomen



6
Voorafgaand aan de embryotransfer wordt de ID-kaart van de patiënt automatisch vergeleken met het label dat aan de schaal met het embryo bevestigd is

RI Witness helpt uw monsters veilig te stellen gedurende het proces met medisch geassisteerde voortplantingstechnieken - van begin tot eind